

# NOTE DE SERVICE

## MEMORANDUM

date:	<b>18 avril 2024</b>	<b>Memo n°: 20240418-01</b>
à :	<b>Tous les utilisateurs du laboratoire central du site Glen CUSM</b>	
to:	<b>All MUHC Glen Central Laboratory Users</b>	
de:	<b>Rebecka Lang, B.Sc (Hons)</b>	<b>Dr. Gang He</b>
from:	<i>Chef de service, Laboratoire central Glen Laboratory Manager, Glen Central Laboratory</i>	<i>Biochimiste médical, CUSM Medical Biochemist, MUHC</i>
objet :	<b> Tubes d'aliquotes acceptables pour les tests d'immunologie</b>	
subject:	<b>Acceptable Aliquot Tubes for Immunology Tests</b>	

ENGLISH WILL FOLLOW

Le laboratoire central du CUSM - Site Glen demande à tous ses utilisateurs de laboratoire d'envoyer leurs échantillons pour les tests suivants :



**Anti-nucléaires (ANA) – MSSS 20717**

**Anti-muscle lisse, Anti-mitochondries, Anti-cellules parietales - MSSS 20684/20702/20703**

**Panel Anticorps Anti-Neuronaux MSSSS 31042/31050**

Dans les tubes à faux fond suivants plutôt que d'utiliser des tubes de Sarstedt de 13x75 mm qui ne sont pas compatibles avec notre nouvel instrument.

**Nous vous demandons d'envoyer vos échantillons pour les tests susmentionnés dans l'un des tubes à faux fond suivants :**

<b>Sarstedt</b>	<b>MarketLab</b>
<b>Catalogue #60.613.010 (tube) &amp; #65.728 (bouchon à vis)</b>	<b>Catalogue #15274 (Tube avec bouchon à vis)</b>
	

Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle des laboratoires cliniques au 514-934-1934, poste 35687.

Nous vous remercions de votre coopération dans cette affaire.

---

The Central Laboratory of the MUHC – Glen Site would like to ask all of its laboratory users to send their specimens for the following tests:



**Anti-Nuclear Antibody Screen (ANA) – MSSS 20717**

**Smooth Muscle, Mitochondrial and Parietal Cell Antibodies (SMP Ab) - MSSS 20684/20702/20703**

**Anti-Neuronal Ab MSSSS 31042/31050**

In the following false- bottom tubes rather than using 13x75 mm Sarstedt tubes, which are not compatible with our new instrument.

**We ask that you send your specimens for the above-mentioned tests in one of the following false-bottom tubes:**

<b>Sarstedt</b>	<b>MarketLab</b>
<b>Catalog #60.613.010 (tube) &amp; #65.728 (screw cap)</b>	<b>Catalog #15274 (Tube with screw cap)</b>
	

Should you have any questions regarding this matter, please contact Client Services for Clinical Laboratories at 514-934-1934 ext 35687.

We thank you for your cooperation in this matter.