

RÉQUISITION D'IMMUNOHISTOCHEMIE IMMUNOHISTOCHEMISTRY REQUISITION

Pathologiste demandeur / Requesting Pathologist	
*Nom & Prénom / Last & First Name :	
*No. de Permis / Licence # :	
*Institution:	
*Adresse / Address :	
*No. de téléphone / Telephone No. :	
*Signature:	*Date (AAYY/MM/JD):

* Renseignements Obligatoires / * Mandatory Information

Information du patient / Patient Information
* Nom / Last Name:
* Prénom / First Name:
* RAMQ:
Adresse / Address:
* Date de naissance / Date of birth (AAYY/MM/JD):

IMPORTANT

Si possible envoyer une lame de plus au cas où un problème survient.
Envoyer seulement des lames. Les demandes de blocs à couper ne sont pas acceptées. Double identification des lames envoyées. Toute demande sans identification conforme sera retournée à vos frais. Il incombe à l'institution requérante d'ajouter un contrôle sur la lame du patient. Dans le cas contraire, un contrôle de lot ne sera fourni que sur demande. Pour le tissu de contrôle recommandé sur la lame, se référer au Guide des contrôles positifs pour l'IHC sur le site web du CUSM (<https://cusm.ca/laboratoires-biologie-medicale/requetes-et-consultations-des-laboratoires>).

*If possible please send an extra slide should there be an issue.
Only send slides. Request for blocks to be cut are not accepted.
Double identify the slides sent. All requests without proper identification will be returned at your expense. It is the responsibility of the requesting institution to add an on slide control to the patient slide. Otherwise, a batch control will only be provided if requested. For the recommended on slide control tissue, refer to the IHC Positive Control Guide in the MUHC website (<https://muhc.ca/muhc-clinical-laboratories/muhc-laboratory-requisitions-and-consultations>).*

No. de pathologie:

Pathology No. :

Nbre de lame(s):

No. of Slide(s):

Spécimen:

Specimen :

BIOMARQUEURS-PARAFFINE / BIOMARKERS -PARAFFIN

- ☐ MLH1
☐ MSH2
☐ MSH6
☐ PMS2
☐ ROS1 (SP384)

- ☐ HER2/NEU
☐ ER
☐ PR
☐ BRAF (V600E)
☐ ALK-Lung (D5F3)

- ☐ PD-L1 (SP263)

Seul le clone **PD-L1 (SP263)** est disponible au Glen pour les échantillons de **poumon** (y compris les métastases). Toute autre demande sera retournée./
*Only **PD-L1 (SP263)** for **lung** specimens (including metastases) is available at the Glen. Other requests will be returned.*

- ☐ Claudin 18.2
☐ FOLR1

Veuillez envoyer 2 lames non colorées et une lame HE. L'interprétation sera faite par le pathologiste de Glen./ *Please send 2 unstained slides and an HE slide. The interpretation will be done by the Glen pathologist.*

PARAFFINE / PARAFFIN

- ☐ 2SC
☐ ACTH
☐ ALK-HEMA (D5F3)
☐ Annexin A1
☐ AMACR
☐ APP
☐ ARID1A
☐ ARID1B
☐ Arginase
☐ ATRX
☐ B-AMYLLOID
☐ B-Catenin
☐ BAP1
☐ BCL2
☐ BCL6
☐ BCL10
☐ BRG1 (SMARCA4)

- ☐ c-KIT (CD117)
☐ c-MYC
☐ C4d
☐ CAIX
☐ Calcitonin
☐ Caldesmon
☐ Calponin
☐ Calretinin
☐ Calretinin-Hirschsprung Disease
☐ CDX2
☐ CD1a
☐ CD2
☐ CD3
☐ CD4
☐ CD5
☐ CD7
☐ CD8

- ☐ CD10
☐ CD15
☐ CD20
☐ CD21
☐ CD23
☐ CD25
☐ CD30
☐ CD31
☐ CD34
☐ CD43
☐ CD45 (LCA)
☐ CD56
☐ CD57
☐ CD68 (SP251)
☐ CD68 (PGM1)
☐ CD71
☐ CD79a

- ☐ CD138
☐ CD163
☐ Chromogranin
☐ CKAE1/AE3
☐ CK5/6
☐ CK7
☐ CK8/18
☐ CK20
☐ Claudin4
☐ CMV
☐ CRP
☐ Cyclin D1
☐ D2-40
☐ Desmin
☐ DOG1
☐ E-cadherin
☐ EMA

☐ ERG	☐ INI1 (BAF47)	☐ OCT3/4	☐ SF1
☐ FSH	☐ INSM1	☐ OLIG2	☐ SMA (Actin)
☐ Fumarate hydratase	☐ Ki-67	☐ p16INK4a	☐ SMAD4
☐ FVIII	☐ Langerin	☐ p40	☐ SMI32
☐ GATA3	☐ LFABP	☐ p53	☐ SMM (Myosin)
☐ Gastrin	☐ LH	☐ p57KIP2	☐ SOX10
☐ GFAP	☐ Lysozyme	☐ p63	☐ SOX11
☐ GLUT1	☐ Mammaglobin/BRST2 Cocktail	☐ PAX5	☐ Spirochete
☐ Glutamine synthetase	☐ MART-1/Melan-A	☐ PAX8	☐ SSTR2
☐ Glypican-3	☐ MDM2	☐ Perforin	☐ STAT6
☐ H3 K27M	☐ Merkel Cell	☐ PHOX2B	☐ Synaptophysin
☐ H3 K27me3	☐ MOC31	☐ PIT1	☐ TAU (AT8)
☐ HCL (DBA.44)	☐ MPO	☐ Polyoma	☐ TDP-43
☐ Helico	☐ MTAP	☐ PRAME	☐ TdT
☐ Hepatocyte	☐ MUC4	☐ Prolactin	☐ TFE3
☐ HGH	☐ MUM1	☐ Prostein	☐ Thyroglobulin
☐ HHV8	☐ Myogenin	☐ PSMA	☐ Toxoplasma
☐ HMB45	☐ Napsin A	☐ S100	☐ TPIT
☐ HNF1B	☐ NeuN	☐ SALL4	☐ Trypsin
☐ HSV I,II Cocktail	☐ Neurofilament	☐ SATB2	☐ Tryptase
☐ IDH1	☐ NKX3.1	☐ SDHB	☐ TTF-1
☐ IgM	☐ NKX2.2	☐ Serum Amyloid A	☐ WT1
☐ Inhibin	☐ NUT	☐	☐

PROBES ISH
ISH PROBES

CHROMOGÈNE ROUGE
RED CHROMOGEN

DOUBLE COLORATIONS
DUAL STAINS (BROWN + RED)

☐ ISH-EBER Probe
☐ ISH-Kappa/Lambda Dual Probe

☐ α-Synuclein (RED)
☐ MART-1/Melan-A (RED)
☐ S100 (RED)
☐ HMB45 (RED)
☐ SOX10 (RED)

☐ CD31 + CKAE1/AE3
☐ D2-40 + CKAE1/AE3
☐ Ki-67 + MART-1/Melan-A
☐ p40 + CK5/6
☐ PIN3 dual
☐ TTF-1 + Napsin A

CONGÈLATIONS / FROZEN SECTIONS

BILAN DYSTROPHIN PANEL
DYSTROPHIN PANEL

BILAN MUSCULAIRE
MUSCLE PANEL

BILAN IMMUNOFLUORESCENCE
IMMUNOFLUORESCENCE PANEL

☐ Caveolin 3
☐ A-Dystroglycan
☐ B-Dystroglycan
☐ Dystrophin-1
☐ Dystrophin-2
☐ Dystrophin-3
☐ Dysferlin
☐ Merosin
☐ A-Sarcoglycan
☐ B-Sarcoglycan
☐ D-Sarcoglycan
☐ G-Sarcoglycan
☐ Spectrin
☐ Utrophin

☐ MAC
☐ Myosin HC Fast / Laminin (DUAL STAIN)
☐ Myosin HC Slow / Laminin (DUAL STAIN)
☐ Myosin HC Neonatal / Laminin (DUAL STAIN)

☐ FITC IgA
☐ FITC IgG
☐ FITC IgM
☐ FITC C1q
☐ FITC C3
☐ FITC Kappa
☐ FITC Lambda